



ORTHESE

*De voeten hebben extra zorg nodig.
Door regelmatige controle en behandeling kunnen problemen voorkomen worden.*

Een siliconenorthese wordt op maat gemaakt en kan tijdelijk of langdurig tot blijvend door de client gedragen worden.

Wanneer is het noodzakelijk?

Een orthese wordt gemaakt voor rode/ drukgevoelige plaatsen aan of tussen de tenen. Het kan een tijdelijke oplossing zijn of blijvend gedragen worden, om klachten weg te nemen.

Thuis advies:

- Het is de bedoeling dat de orthese gebruikt wordt tijdens het dragen van schoeisel.
- In de uren dat de orthese niet gedragen wordt, leg het in een afgesloten bakje met een beetje talkpoeder.
- De orthese kan slechts op 1 manier gedragen worden. Bij verkeerd gebruik kunnen klachten ontstaan.
- De orthese mag geen irritatie, roodheid, drukplekken, blaren of pijn veroorzaken. In dat geval dient u contact op te nemen met uw pedicure.
- Tijdens het aanbrengen van de orthese dient deze altijd droog te zijn. Dit geldt ook voor de ruimte tussen de tenen.
- Tijdens de controle-afspraak is het raadzaam de orthese te dragen, zodat de pedicure kan zien waar eventuele drukplekken zijn ontstaan.
- De orthese kan schoongemaakt worden in handwarm water met afwasmiddel.

Deze adviezen zijn u mondeling verteld en kan thuis nog eens rustig nagelezen worden. Zijn er vragen neem contact op met uw pedicure.

Vergeet de controle afspraak niet met uw pedicure!